

E 792

Manguera de silicona con conexión para conectar a conexiones Luer-Lock hembra.



- Con conexión Luer-Lock macho
- Longitud 160 mm
- 4 mangueras de silicona por unidad de embalaje

Código EAN: 4002514283029 / Número de material: 06989160 /
Número de material antiguo: 69779201D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Transparente
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	160
Medidas ext., alto bruto en mm	140
Medidas ext., ancho bruto en mm	260
Medidas ext., fondo bruto en mm	150
Peso neto en kg	0,20
Peso bruto en kg	1,00