

GP MI X 0011 W

Paño multiuso de microfibra 1 unidad  
para los mejores resultados de limpieza y una aplicación segura.

Código EAN: 4002514299204 / Número de material: 07006550 /  
Número de material antiguo: 22996171EU1



- Extremadamente resistente al desgarro y al desgaste
- Excelente eficiencia de limpieza – debido al tejido de microfibra
- Se puede utilizar seco o húmedo, con o sin producto de limpieza
- Lavable hasta 500 veces a 60 °C
- El mejor cuidado para años y años de fiabilidad