

PG 8090

Sistema Aqua-Soft

Descalcificador monoblock para disponibilidad de agua blanda de hasta 40° dH.



- Potencia: constantemente 15 l/min, máx. 20 l/min
- Aparato independiente con ruedas, rellenable desde arriba
- 1 recipiente de 10 kg de sal, 1 recipiente para 4 l de resina
- Sistema de un compartimento con reloj program., con conex. elect.

Código EAN: 4002514304984 / Número de material: 07012310 /  
Número de material antiguo: 67809001D

<b>Familia de productos</b>	
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
<b>Categoría de producto</b>	
Prep. agua	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Material sintético
Color	Gris
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	572
Medidas ext., ancho neto en mm	230
Medidas ext., fondo neto en mm	400
Medidas ext., alto bruto en mm	680
Medidas ext., ancho bruto en mm	375
Medidas ext., fondo bruto en mm	380
Peso neto en kg	19,00
Peso bruto en kg	26,70