

E 949

Módulo

para el alojamiento óptimo de 8 clavos intramedulares o taladros intramedulares.



- Equipado con 8 alojamientos para clavos intramedulares*
- Equipado con 6 casquillos de alarg. para taladros intramedulares**

* Los alojamientos están premontados.

** Los casquillos de alargamiento se suministran sueltos.

Código EAN: 4002514312040 / Número de material: 07025320 /
Número de material antiguo: 69594901D

| | |
|---|------------------|
| Familia de productos | |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. inst. quirúrgico ortopédico | • |
| Capacidad | |
| Perforadores medulares [número] | 8 |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0-0 |
| Frecuencia en Hz | 0-0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00-0,00 |
| Fusibles en A | 0-0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 115 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 352 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 558 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 290 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 530 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 560 |
| Peso neto en kg | 35,00 |
| Peso bruto en kg | 45,00 |