

E 703/1

Accesorio

para el alojamiento óptimo de hasta 7 instrumentales de cuerpo hueco.



- Módulo inyector para el carro E 525/2 y E 701/2

Código EAN: 4002514312064 / Número de material: 07025350 /  
Número de material antiguo: 69570302D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7824	•
G 7826	•
<b>Categoría de producto</b>	
Otro accesorio/Otro módulo	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
<b>Capacidad</b>	
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	7
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	170
Medidas ext., ancho neto en mm	80
Medidas ext., fondo neto en mm	555
Medidas ext., alto bruto en mm	680
Medidas ext., ancho bruto en mm	560
Medidas ext., fondo bruto en mm	650
Peso neto en kg	0,85
Peso bruto en kg	1,00
<b>Suministro del aparato</b>	
E 362 tornillo ciego [número]	3
E 447 adapt. hembra, para Luer-Lock macho [número]	1
E 449 adapt. macho, para Luer-Lock hembra [número]	2
E 980 adaptador de ángulo [número]	3
Tobera iny., Ø 4 mm, longitud 110 mm [número]	3
Tobera iny. Ø 4 mm, longitud 120 mm muelle de retención [número]	3