

TK 180
Cesto de secado
Cesto para secadora.



- Apto para PT 5186 y PT 7186
- Para el secado de prendas delicadas
- Perfecto para secar, por ejemplo, zapatillas deportivas

Código EAN: 4002514715698 / Número de material: 07289550 /
Número de material antiguo: 59018001D

Familia de productos	
Secadora	•
Familia de aparatos/accesorios	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PWT 6089	•
Categoría de producto	
Cesto de secado	•
Características del producto	
Conexión eléctrica	OHNE
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	475
Medidas ext., ancho bruto en mm	550
Medidas ext., fondo bruto en mm	550
Peso neto [kg]	0,96
Peso bruto en kg	2,94