

E 478/1

Alojamiento

para la limpieza óptima de 4 cánulas de lumen estrecho (cánulas de Sautter).



- Equipado con una placa de filtro de acero inoxidable (FP-ED)

Código EAN: 4002514496948 / Número de material: 07292920 /
Número de material antiguo: 69747802D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
aloj.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de oftalmología	•
Capacidad	
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	4
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	80
Medidas ext., ancho bruto en mm	95
Medidas ext., fondo bruto en mm	110
Peso neto en kg	0,19
Peso bruto en kg	0,23