


KFR 10061

Estante para botellas

Para almacenar botellas en el frigorífico de forma segura y en poco espacio.

Código EAN: 4002514522289 / Número de material: 07316080 /
Número de material antiguo: 38991061EU1



- Para frigoríficos/combinaciones de frigorífico-congelador
- K 10 000 y 20 000 sin zona PerfectFresh-Zone y 60 cm de ancho
- Para un almacenamiento estable en horizontal, p. ej., de vino
- Uso versátil en distintos niveles
- Para hasta nueve botellas en función del tamaño y forma