

## WTS 410

Bancada inferior con cajón para una carga y descarga ergonómicas, gracias a la posición más elevada.

Código EAN: 4002514549514 / Número de material: 07324270 /  
Número de material antiguo: 12996074D



- Gran espacio de almacenamiento en el cajón con con Push-Pull
- Se adapta a las lavadoras W 3000, W 5000 y W Classic
- Para secadoras de las series T 8000 y T Classic
- No aptos para lavasecadoras o emplazamiento en columna
- Altura de WTS: 30 cm
- Color: Blanco loto