

O 188/2

Cesto superior

para el alojamiento óptimo de diversos complementos.



- Altura de carga: 165 mm, altura ajustable +/- 20 mm
- Con brazo aspersor magnético integrado
- Imán para usar el sensor del brazo aspersor de PG 8535, PG 8536

Código EAN: 4002514556178 / Número de material: 07333030 /
Número de material antiguo: 69118802D

| | |
|--|------------------|
| Familia de productos | |
| Aparatos limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Categoría de producto | |
| Soporte para cestos | • |
| Cesto superior | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0-0 |
| Frecuencia en Hz | 0-0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00-0,00 |
| Fusibles en A | 0-0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 280 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 215 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 475 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 285 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 540 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 555 |
| Peso neto en kg | 2,40 |
| Peso bruto en kg | 3,16 |