

O 190/2

Cesto superior

para el alojamiento óptimo de diversos complementos.



- Altura de carga: 215 mm mm
- Con brazo aspersor magnético integrado
- Imán para usar el sensor del brazo aspersor de PG 8535, PG 8536

Código EAN: 4002514556185 / Número de material: 07333050 /
Número de material antiguo: 69119002D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Soporte para cestos	•
Cesto superior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Altura máxima de carga en mm	215
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	265
Medidas ext., ancho neto en mm	531
Medidas ext., fondo neto en mm	475
Medidas ext., alto bruto en mm	285
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	555
Peso neto en kg	2,40
Peso bruto en kg	3,19