

O 191/2

Cesto superior

para el alojamiento óptimo de bandejas de malla.



- Altura de carga: 115 +/- 20 mm
- Ancho de carga: 480 mm
- Fondo de carga: 450 mm
- Con brazo aspersor magnético integrado encima del cesto
- Imán para usar el sensor del brazo aspersor de PG 8535, PG 8536

Código EAN: 4002514556192 / Número de material: 07333060 /  
Número de material antiguo: 69119102D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Categoría de producto</b>	
Soporte para cestos	•
Cesto superior	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Capacidad</b>	
Jaulas de malla DIN [número]	2
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	180
Medidas ext., ancho neto en mm	531
Medidas ext., fondo neto en mm	475
Medidas ext., alto bruto en mm	540
Medidas ext., ancho bruto en mm	270
Medidas ext., fondo bruto en mm	525
Peso neto en kg	2,40
Peso bruto en kg	3,30