

O 173/1

Cesto superior

para el alojamiento óptimo de calzado para quirófano.



- Apto para 8 calzados para quirófano hasta el número 41
- Con brazo aspersor magnético integrado
- Imán para usar el sensor del brazo aspersor de PG 8535, PG 8536

Código EAN: 4002514556222 / Número de material: 07333090 /  
Número de material antiguo: 69117302D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Accesorio para calzado para quirófano	•
Cesto superior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. calzado para quirófano	•
Capacidad	
Calzado para quirófano [número]	8
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	195
Medidas ext., ancho neto en mm	531
Medidas ext., fondo neto en mm	475
Medidas ext., alto bruto en mm	540
Medidas ext., ancho bruto en mm	270
Medidas ext., fondo bruto en mm	525
Peso neto en kg	2,40
Peso bruto en kg	3,30