

ASA 1

Brazo aspersor

para sensor del brazo aspersor, apto para O 167, O 173, O 188, O 190.



- Equipamiento post. en cestos sup. sin brazo aspersor magnético

Código EAN: 4002514569857 / Número de material: 07349850 /
Número de material antiguo: 69113501D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Brazo aspersor	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	55
Medidas ext., ancho neto en mm	75
Medidas ext., fondo neto en mm	605
Medidas ext., alto bruto en mm	47
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	615
Peso neto en kg	0,31
Peso bruto en kg	0,40