

MF 27/28-1

Carro de transporte  
para carga y descarga de lavadoras desinfectadoras.



- Equipado con 4 ruedas, 2 de ellas con bloqueo
- Manejo cómodo y sencillo gracias a tiradores redondeados
- Pos. de adosar o suj. en ambos extr. en el ap., cinta transp. etc
- Altura de paso 850 mm, - 100 mm, + 150 mm
- Con bandeja colectora extraíble Al 70, An 603, F 866 mm

Código EAN: 4002514594026 / Número de material: 07397640 /  
Número de material antiguo: 69200111D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertinencia de aparatos	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoría de producto	
Sist. almacenamiento/transporte	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	1050
Medidas ext., ancho neto en mm	740
Medidas ext., fondo neto en mm	930
Medidas ext., alto bruto en mm	1010
Medidas ext., ancho bruto en mm	730
Medidas ext., fondo bruto en mm	950
Peso neto en kg	32,00
Peso bruto en kg	45,00