

MF 27/28-1

Carro de transporte  
para carga y descarga de lavadoras desinfectadoras.



- Equipado con 4 ruedas, 2 de ellas con bloqueo
- Manejo cómodo y sencillo gracias a tiradores redondeados
- Pos. de adosar o suj. en ambos extr. en el ap., cinta transp. etc
- Altura de paso 850 mm, - 100 mm, + 150 mm
- Con bandeja colectora extraíble Al 70, An 603, F 866 mm

Código EAN: 4002514594026 / Número de material: 07397640 /  
Número de material antiguo: 69200111D

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Familia de productos</b>                      |                  |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | •                |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina    | •                |
| <b>Pertenencia de aparatos</b>                   |                  |
| PG 8527  | •                |
| PG 8528  | •                |
| <b>Categoría de producto</b>                     |                  |
| Sist. almacenamiento/transporte                  | •                |
| <b>Características del producto</b>              |                  |
| Material   | Acero inoxidable |
| Color  | Acero inoxidable |
| <b>Conexión eléctrica estándar</b>               |                  |
| Número de fases                                  | 0                |
| Tensión en V                                     | 0-0              |
| Frecuencia en Hz                                 | 0-0              |
| Pot. nominal total en kW                         | 0,00-0,00        |
| Fusibles en A                                    | 0-0              |
| <b>Medidas y peso</b>                            |                  |
| Medidas ext., alto neto en mm                    | 1050             |
| Medidas ext., ancho neto en mm                   | 740              |
| Medidas ext., fondo neto en mm                   | 930              |
| Medidas ext., alto bruto en mm                   | 1010             |
| Medidas ext., ancho bruto en mm                  | 730              |
| Medidas ext., fondo bruto en mm                  | 950              |
| Peso neto en kg                                  | 32,00            |
| Peso bruto en kg                                 | 45,00            |