

E 931

Complemento

para el alojamiento de hasta 20 unidades de calzado especial hasta la talla 48.



- Apto para el carro E 975/2 en el nivel inferior y superior
- Equipado con 20 soportes
- Capacidad total por carga: 40 calzados para quirófano (20 pares)

Código EAN: 4002514598444 / Número de material: 07439490 /
Número de material antiguo: 69593101D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoría de producto	
Accesorio para calzado para quirófano	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. calzado para quirófano	•
Capacidad	
Calzado para quirófano [número]	20
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	254
Medidas ext., ancho neto en mm	586
Medidas ext., fondo neto en mm	752
Medidas ext., alto bruto en mm	275
Medidas ext., ancho bruto en mm	605
Medidas ext., fondo bruto en mm	765
Peso neto en kg	4,35
Peso bruto en kg	4,70