

E 942/3

Módulo

para el alojamiento óptimo de hasta 116 pipetas.



- Apto para 116 pipetas de hasta 580 mm de altura
- Tamaño del compartimiento ?? x ??

Código EAN: 4002514605036 / Número de material: 07459390 /
Número de material antiguo: 69594204D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoría de producto	
Acc./mód. para pipetas	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Capacidad	
Pipetas [número]	116
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	279
Medidas ext., ancho neto en mm	558
Medidas ext., fondo neto en mm	352
Medidas ext., alto bruto en mm	420
Medidas ext., ancho bruto en mm	550
Medidas ext., fondo bruto en mm	570
Peso neto en kg	35,00
Peso bruto en kg	45,00