

E 521/2

Complemento

para el alojamiento óptimo de 7 pinzas técnicas, de extracción o de ortodoncia.



- Tamaño del compartimento: 21 x 80 mm
- Apto también para pinzas, p. ej. de podología

Código EAN: 4002514616438 / Número de material: 07476430 /
Número de material antiguo: 68552103D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Categoría de producto	
Acc./mód.para inst. dental	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. dental	•
Capacidad	
Tenazas [número]	7
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	135
Medidas ext., ancho neto en mm	100
Medidas ext., fondo neto en mm	189
Medidas ext., alto bruto en mm	120
Medidas ext., ancho bruto en mm	175
Medidas ext., fondo bruto en mm	220
Peso neto en kg	0,42
Peso bruto en kg	0,46