

## DOS S 20

### Bomba de dosificación

para la dosificación de medios líquidos ácidos.



- Para la dosificación de abrillantador/neutralizante
- Para el montaje posterior por el Servicio Post-venta de Miele

Código EAN: 4002514641904 / Número de material: 07514600 /  
Número de material antiguo: 69226004D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8536	•
<b>Categoría de producto</b>	
Sistema de dosificación	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	245
Medidas ext., ancho bruto en mm	258
Medidas ext., fondo bruto en mm	270
Peso neto en kg	2,45
Peso bruto en kg	2,91