


RK LWMM

Módulo medidor de conductividad  
como equipamiento posterior para la PG 8536.



Código EAN: 4002514641928 / Número de material: 07514620 /  
Número de material antiguo: 69224015D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8536	•
<b>Categoría de producto</b>	
Otros accesorios	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto bruto en mm	280
Medidas ext., ancho bruto en mm	250
Medidas ext., fondo bruto en mm	420
Peso neto en kg	2,02
Peso bruto en kg	2,97