

E 499

Dispositivo de lavado

para el alojamiento óptimo de cánulas de succión e irrigación de Verres.



- Distintas formas de conex. posibles en cánulas de lavado y asp.
- Compatible con carro de carga con toberas inyectoras

Código EAN: 4002514811482 / Número de material: 07759500 /  
Número de material antiguo: 69549901D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Vainas de lavado	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	30
Medidas ext., ancho bruto en mm	110
Medidas ext., fondo bruto en mm	170
Peso neto en kg	0,20
Peso bruto en kg	0,23