

E 900-5/2

Carro

para la limpieza óptima de instrumental en 5 niveles.



- Capacidad de carga: 15 bandeja de malla DIN*
- Las medidas de carga de los niveles individuales son diferentes
- Listón magnético para reconocimiento aut. del carro (inc imán ML)

*Bandeja de malla DIN: 485 x 254 x 50 mm

Código EAN: 4002514816418 / Número de material: 07765760 /
Número de material antiguo: 69590006D

| | |
|--|------------------|
| Familia de productos | |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Categoría de producto | |
| Carro para complementos | • |
| Carro para el aloj. de band.s de malla | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. vidrio de laboratorio | • |
| Prep. inst. quirúrgico | • |
| Capacidad | |
| Jaulas de malla DIN [número] | 15 |
| band.s de malla SPRI [número] | 10 |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0-0 |
| Frecuencia en Hz | 0-0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00-0,00 |
| Fusibles en A | 0-0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 605 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 640 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 790 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 680 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 560 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 650 |
| Peso neto en kg | 12,85 |
| Peso bruto en kg | 12,85 |
| Suministro del aparato | |
| Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (incl. imán) [número] | 1 |