

E 975/2

Carro

para la limpieza óptima de instrumental en 2 niveles.



- Equipado con un brazo aspersor integrado
- Listón magnético para detección automática del carro
- Las medidas de carga de ambos niveles son diferentes

Código EAN: 4002514816449 / Número de material: 07765790 /
Número de material antiguo: 69597503D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoría de producto	
Carro para complementos	•
Carro para el aloj. de band.s de malla	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Capacidad	
Jaulas de malla DIN [número]	6
band.s de malla SPRI [número]	4
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	427
Medidas ext., ancho neto en mm	640
Medidas ext., fondo neto en mm	790
Medidas ext., alto bruto en mm	650
Medidas ext., ancho bruto en mm	550
Medidas ext., fondo bruto en mm	640
Peso neto en kg	10,80
Peso bruto en kg	12,80
Suministro del aparato	
Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (incl. imán) [número]	1