

APH 550 Sego
Segolabel Miele Edition: Starterkit
para la creación de etiquetas para los utensilios estériles.



- Paquete con impresora, adaptador, cables y 1000 etiquetas
- Identificación segura de objetos estériles empaquetados
- Útil complemento del Segosoft Miele Edition
- Complemento lógico para esterilizadores CUBE/CUBE X
- Conexión sencilla mediante cable USB

Código EAN: 4002514940502 / Número de material: 07951400 /
Número de material antiguo: 68814001D

Familia de productos	
Autoclaves de sobremesa	•
Pertenencia de aparatos	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Categoría de producto	
Doc. procesos/datos de func./comunicación	•
Características del producto	
Color	Gris
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de anestesia	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. robótico	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Prep. inst. quirúrgico ortopédico	•
Prep. clavos intramedulares/taladros intramedulares	•
Prep. band.s de malla	•
Prep. diversos utensilios	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	178
Medidas ext., ancho neto en mm	135
Medidas ext., fondo neto en mm	240
Medidas ext., alto bruto en mm	230
Medidas ext., ancho bruto en mm	300
Medidas ext., fondo bruto en mm	240
Peso neto en kg	2,45
Peso bruto en kg	2,90
Normas, homolog. y distintivos	
CE	•