

APH 305

Cable de prolongación

10 m, para ampliar el cable de conexión tipo 1 y 2.



Código EAN: 4002514940557 / Número de material: 07951450 /
Número de material antiguo: 68815501D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Autoclaves de sobremesa	•
Perteneencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Categoría de producto	
Doc. procesos/datos de func./comunicación	•
Características del producto	
Color	Gris
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. portaobjetos	•
Prep. butirómetros	•
Tratamiento frascos de farmacia/ infusión	•
Prep. inst. de anestesia	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. robótico	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. calzado para quirófano	•
Prep. palanganas	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Prep. biberones	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Prep. inst. quirúrgico ortopédico	•
Prep. clavos intramedulares/taladros intramedulares	•
Prep. band.s/tablas	•

APH 305

Cable de prolongación

10 m, para ampliar el cable de conexión tipo 1 y 2.



Código EAN: 4002514940557 / Número de material: 07951450 /
Número de material antiguo: 68815501D

Prep. band.s de malla	•
Prep. probetas graduadas	•
Prep. recipientes, p. ej. recip. de cal sodada	•
Prep. diversos utensilios	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	20
Medidas ext., ancho neto en mm	150
Medidas ext., fondo neto en mm	200
Medidas ext., alto bruto en mm	20
Medidas ext., ancho bruto en mm	190
Medidas ext., fondo bruto en mm	290
Peso neto en kg	0,30
Peso bruto en kg	0,31