

APH 409

Cable de red Crossover

para una conexión directa a un ordenador, longitud 5 m (tipo 9).



- Categoría de cable Cat.6
- Color: plateado transparente
- Se usa para la conexión directa de aparatos Miele
- Se usa para la conexión de red de autoclaves Melag

Código EAN: 4002514940601 / Número de material: 07951500 /
Número de material antiguo: 68815805D

| Familia de productos | |
|--|------|
| Aparatos limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Lavadoras desinfectadoras | • |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina | • |
| Autoclaves de sobremesa | • |
| Autoclaves de gran capacidad | • |
| Pertenenencia de aparatos | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| PS 1201 B | • |
| PS 1201 B EXCELLENCE | • |
| PS 1202 B | • |
| PS 5662 V | • |
| PS 5666 V | • |
| PS 5669 V | • |
| PS 5962 H | • |
| PS 5966 H | • |
| PS 5968 H | • |
| PS 5969 H | • |
| Categoría de producto | |
| Doc. procesos/datos de func./comunicación | • |
| Características del producto | |
| Color | Gris |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. pipetas/viales | • |
| Prep. vidrio de laboratorio | • |
| Prep. portaobjetos | • |
| Prep. butirómetros | • |
| Tratamiento frascos de farmacia/ infusión | • |
| Prep. inst. de anestesia | • |
| Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva | • |
| Prep. inst. de oftalmología | • |
| Prep. inst. robótico | • |

APH 409

Cable de red Crossover

para una conexión directa a un ordenador, longitud 5 m (tipo 9).



Código EAN: 4002514940601 / Número de material: 07951500 /
Número de material antiguo: 68815805D

| | |
|---|---|
| Prep. inst. de ginecología | • |
| Prep. inst. de ORL | • |
| Prep. inst. dental | • |
| Prep. calzado para quirófano | • |
| Prep. palanganas | • |
| Prep. bateas arriñonadas | • |
| Prep. biberones | • |
| Prep. inst. quirúrgico | • |
| Prep. contenedores | • |
| Desinfección de colchones | • |
| Prep. inst. con cuerpo hueco | • |
| Prep. inst. quirúrgico ortopédico | • |
| Prep. clavos intramedulares/taladros intramedulares | • |
| Prep. band.s/tablas | • |
| Prep. band.s de malla | • |
| Prep. probetas graduadas | • |
| Prep. recipientes, p. ej. recip. de cal sodada | • |
| Prep. diversos utensilios | • |

| Medidas y peso | |
|---------------------------------|------|
| Medidas ext., alto neto en mm | 0 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 0 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 0 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 55 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 180 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 250 |
| Peso neto en kg | 0,13 |
| Peso bruto en kg | 0,14 |