

APH 595

Banda de transferencia a color
para uso en la impresora Segolabel PRT 200.



Código EAN: 4002514940625 / Número de material: 07951520 /
Número de material antiguo: 68816101D

Familia de productos	
Autoclaves de sobremesa	•
Autoclaves de gran capacidad	•
Perteneencia de aparatos	
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
Categoría de producto	
Doc. procesos/datos de func./comunicación	•
Características del producto	
Color	Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de anestesia	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. robótico	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Prep. inst. quirúrgico ortopédico	•
Prep. clavos intramedulares/taladros intramedulares	•
Prep. band.s de malla	•
Prep. diversos utensilios	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	55
Medidas ext., ancho bruto en mm	90
Medidas ext., fondo bruto en mm	95
Peso neto en kg	0,06
Peso bruto en kg	0,06