

E 197

Complemento

para el alojamiento óptimo de instrumental diverso.



- Abertura de malla fondo 3 mm, lados 1,7 mm, tapa 8 mm
- Apto para la esterilización a vapor a 121 °C/134 °C

Código EAN: 4002514953380 / Número de material: 07984090 /
Número de material antiguo: 68519701D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Pertenencia de aparatos	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Categoría de producto	
band. de malla	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. dental	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	42
Medidas ext., ancho neto en mm	150
Medidas ext., fondo neto en mm	225
Medidas ext., alto bruto en mm	75
Medidas ext., ancho bruto en mm	170
Medidas ext., fondo bruto en mm	240
Peso neto en kg	0,55
Peso bruto en kg	0,62