

E 337/1

Complemento

para el alojamiento óptimo de instrumental de pie.



- Apto para el alojamiento de sondas, pinzas o espejos bucales
- Equipado con 4 alojamientos de plástico
- 12 compartimentos aprox. 22 x 28 mm de ancho
- 4 compartimentos aprox. 25 x 28 mm de ancho
- 48 compartimentos aprox. 13 x 14 mm de ancho

Código EAN: 4002514953397 / Número de material: 07984130 /  
Número de material antiguo: 69533702D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Acc./mód.para inst. dental	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. dental	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	148
Medidas ext., ancho neto en mm	173
Medidas ext., fondo neto en mm	445
Medidas ext., alto bruto en mm	205
Medidas ext., ancho bruto en mm	240
Medidas ext., fondo bruto en mm	490
Peso neto en kg	1,91
Peso bruto en kg	2,16