


E 807

Complemento

para el alojamiento óptimo de 3 bateas riñoneras y bandejas de malla.



- 4 soportes (3 compartimentos), Al 165, distancia 68 mm mm

Código EAN: 4002514951638 / Número de material: 07984220 /  
Número de material antiguo: 69580701D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
<b>Categoría de producto</b>	
Accesorio para band.s de malla	•
Accesorio para riñoneras/palanganas	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	3
Distancia al puntal en mm	68
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. dental	•
<b>Capacidad</b>	
Diversas jaulas de malla [número]	3
Bateas arriñonadas [número]	3
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	144
Medidas ext., ancho neto en mm	140
Medidas ext., fondo neto en mm	290
Medidas ext., alto bruto en mm	480
Medidas ext., ancho bruto en mm	320
Medidas ext., fondo bruto en mm	130
Peso neto en kg	0,31
Peso bruto en kg	0,47