

APH 330

Adaptador Gender Changer

para la conexión de dos conexiones de igual polaridad seriales.



- Se puede utilizar con aparatos de sellado HAWO
- Conector de 9 polos, m/m

Código EAN: 4002514954219 / Número de material: 07986870 /  
Número de material antiguo: 68815506D

<b>Categoría de producto</b>	
Doc. procesos/datos de func./comunicación	•
<b>Características del producto</b>	
Color	Plateado
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de anestesia	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. robótico	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Prep. inst. quirúrgico ortopédico	•
Prep. clavos intramedulares/taladros intramedulares	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Peso neto en kg	0,02
Peso bruto en kg	0,02