

Código EAN: 4002514984605 / Número de material: 09033260 /

Número de material antiguo: 69541702D

E 417/1 Complemento para el alojamiento óptimo de hasta 30 espéculos de oído y nariz.



- Apto para el alojamiento de aprox.
 30 espéculos de oído y nariz
- 280 compartimentos aprox. ?? x ??
- La abertura de la malla en el fondo es de 4 mm
- Aplicable en cesto superior e inferior

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Accesorio para inst. de ORL	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	280
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de ORL	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	80
Medidas ext., ancho neto en mm	220
Medidas ext., fondo neto en mm	435
Medidas ext., alto bruto en mm	85
Medidas ext., ancho bruto en mm	225
Medidas ext., fondo bruto en mm	465
Peso neto en kg	1,30
Peso bruto en kg	1,72