

APH 590
 Cartucho de tinta
 para impresora de protocolos PRT 100.



Código EAN: 4002515000021 / Número de material: 09063390 /
 Número de material antiguo: 68817002D

| Familia de productos | |
|--|---|
| Aparatos limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Lavadoras desinfectadoras | • |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina | • |
| Autoclaves de sobremesa | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| PS 1201 B | • |
| PS 1201 B EXCELLENCE | • |
| PS 1202 B | • |
| Categoría de producto | |
| Doc. procesos/datos de func./comunicación | • |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. pipetas/viales | • |
| Prep. vidrio de laboratorio | • |
| Prep. portaobjetos | • |
| Prep. butirómetros | • |
| Tratamiento frascos de farmacia/ infusión | • |
| Prep. inst. de anestesia | • |
| Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva | • |
| Prep. inst. de oftalmología | • |
| Prep. inst. robótico | • |
| Prep. inst. de ginecología | • |
| Prep. inst. de ORL | • |
| Prep. inst. dental | • |
| Prep. calzado para quirófano | • |
| Prep. palanganas | • |
| Prep. bateas arriñonadas | • |
| Prep. biberones | • |
| Prep. inst. quirúrgico | • |
| Prep. inst. con cuerpo hueco | • |
| Prep. inst. quirúrgico ortopédico | • |

APH 590
Cartucho de tinta
para impresora de protocolos PRT 100.



Código EAN: 4002515000021 / Número de material: 09063390 /
Número de material antiguo: 68817002D

| | |
|---|---|
| Prep. clavos intramedulares/taladros intramedulares | • |
| Prep. band.s/tablas | • |
| Prep. band.s de malla | • |
| Prep. probetas graduadas | • |
| Prep. recipientes, p. ej. recip. de cal sodada | • |
| Prep. diversos utensilios | • |

Características del producto

| | |
|-------|-------|
| Color | Negro |
|-------|-------|

Medidas y peso

| | |
|--------------------------------|------|
| Medidas ext., alto neto en mm | 39 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 25 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 55 |
| Peso neto en kg | 0,04 |
| Peso bruto en kg | 0,05 |