

APH 591  
Rollo de papel  
para impresora de protocolos APH 500 PRT100 y APH 510 PRT110.



- 5 rollos de papel por unidad de embalaje
- Ancho: 76 mm mm

Código EAN: 4002515000038 / Número de material: 09063410 /  
Número de material antiguo: 68817003D

| <b>Familia de productos</b>                      |   |
|--|---|
| Aparatos limpieza y desinf., laboratorio         | • |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Lavadoras desinfectadoras                        | • |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina            | • |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina    | • |
| Autoclaves de sobremesa                          | • |
| <b>Pertenencia de aparatos</b>                   |   |
| G 7823   | • |
| G 7824   | • |
| G 7825   | • |
| G 7826   | • |
| G 7831   | • |
| PG 8535  | • |
| PG 8536  | • |
| PG 8581  | • |
| PG 8582  | • |
| PG 8582 CD                                       | • |
| PG 8583  | • |
| PG 8583 CD                                       | • |
| PG 8591  | • |
| PG 8592  | • |
| PG 8593  | • |
| PS 1201 B  | • |
| PS 1201 B EXCELLENCE                             | • |
| PS 1202 B  | • |
| <b>Categoría de producto</b>                     |   |
| Doc. procesos/datos de func./comunicación        | • |
| <b>Ámbito de aplicación</b>                      |   |
| Prep. pipetas/viales                             | • |
| Prep. vidrio de laboratorio                      | • |
| Prep. portaobjetos                               | • |
| Prep. butirómetros                               | • |
| Tratamiento frascos de farmacia/ infusión        | • |
| Prep. inst. de anestesia                         | • |
| Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva      | • |
| Prep. inst. de oftalmología                      | • |
| Prep. inst. robótico                             | • |
| Prep. inst. de ginecología                       | • |
| Prep. inst. de ORL                               | • |
| Prep. inst. dental                               | • |
| Prep. calzado para quirófano                     | • |
| Prep. palanganas                                 | • |
| Prep. bateas arriñonadas                         | • |
| Prep. biberones                                  | • |
| Prep. inst. quirúrgico                           | • |
| Prep. inst. con cuerpo hueco                     | • |
| Prep. inst. quirúrgico ortopédico                | • |

APH 591

Rollo de papel

para impresora de protocolos APH 500 PRT100 y APH 510 PRT110.



Código EAN: 4002515000038 / Número de material: 09063410 /

Número de material antiguo: 68817003D

|   |   |
|---|---|
| Prep. clavos intramedulares/taladros intramedulares | • |
| Prep. band.s/tablas                                 | • |
| Prep. band.s de malla                               | • |
| Prep. probetas graduadas                            | • |
| Prep. recipientes, p. ej. recip. de cal sodada      | • |
| Prep. diversos utensilios                           | • |

#### Características del producto

|       |        |
|-------|--------|
| Color | Blanco |
|-------|--------|

#### Medidas y peso

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Medidas ext., alto neto en mm   | 790  |
| Medidas ext., ancho neto en mm  | 76   |
| Medidas ext., fondo neto en mm  | 790  |
| Medidas ext., alto bruto en mm  | 1050 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 165  |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 2100 |
| Peso neto en kg                 | 1,39 |
| Peso bruto en kg                | 1,49 |