

ProCare Universal 61
Sal regeneradora, 3 x 2 kg
para regeneración óptima del descalcificador interno.



- Evita depósitos de cal y protege la carga

Código EAN: 4002515075319 / Número de material: 09195780 /
Número de material antiguo: 66916102EU1

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas ProfiLine	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Características del producto	
Tipo de medios	Sal regeneradora
Componentes	Sal especial de grano grueso
Evita depósitos de cal y protege la carga	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	320
Medidas ext., ancho neto en mm	104
Medidas ext., fondo neto en mm	226
Medidas ext., alto bruto en mm	320
Medidas ext., ancho bruto en mm	100
Medidas ext., fondo bruto en mm	225
Capac. carga en g	6000
Peso bruto en kg	6
Normas, carácter de identificación, identificador	
Conforme con GHS/CLP	•