

E 339/1

Complemento

para el alojamiento óptimo de hasta 12 bandejas y piezas inferiores de bandeja.



- Apto para 12 bases portabandejas o bandejas
- Equipado con 13 soportes (12 compartimentos).
- El máximo ancho de bandeja es 290 x 20 mm

Código EAN: 4002515094860 / Número de material: 09233840 /
Número de material antiguo: 69533902D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Accesorio band.s/tablas	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	12
Capacidad	
Trays/band.s [número]	12
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	115
Medidas ext., ancho neto en mm	305
Medidas ext., fondo neto en mm	498
Medidas ext., alto bruto en mm	480
Medidas ext., ancho bruto en mm	320
Medidas ext., fondo bruto en mm	130
Peso neto en kg	0,80
Peso bruto en kg	1,22