

WTS 510

Bancada inferior con cajón

para una carga y descarga ergonómicas, gracias a la posición más elevada.

Código EAN: 4002515137208 / Número de material: 09322300 /
Número de material antiguo: 12996075D



- Gran espacio de almacenamiento en el cajón con con Push-Pull
- El contenido no se resbala con la alfombrilla antideslizante
- Para lavadoras W1, W1 Classic y WT1 (excepto WTZH/WTW)
- Para secadoras: T1 y T1 Classic
- No apto para el emplazamiento en columna
- Altura de WTS: 35 cm
- Color: Blanco loto