

U 508

Cesto

Para alojar tazas de forma óptima.



- Con 4 filas para tazas con un diámetro máx. de 10 cm

Código EAN: 4002515249987 / Número de material: 09508650 /  
Número de material antiguo: 67650801D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Pertenenencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Categoría de producto	
Cesto para tazas	•

U 508

Cesto

Para alojar tazas de forma óptima.



Código EAN: 4002515249987 / Número de material: 09508650 /  
Número de material antiguo: 67650801D

<b>Características del producto</b>	
Material	Alambre, rilsanizado, Material sintético
Color	Azul, Blanco
Número de filas	4
<b>Capacidad</b>	
Tazas [número]	20
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	104
Medidas ext., ancho neto en mm	500
Medidas ext., fondo neto en mm	500
Medidas ext., alto bruto en mm	260
Medidas ext., ancho bruto en mm	520
Medidas ext., fondo bruto en mm	530
Peso neto en kg	2,00
Peso bruto en kg	2,50