

KTU 530

Juego de cambio

Para alojar cestos con dimensiones exteriores de hasta 53 x 53 cm.



- Formado por 2 varillas de acero inoxidable
- Para adaptar el soporte estándar de cesto en el PG 8172

Código EAN: 4002515250150 / Número de material: 09508720 /
Número de material antiguo: 67853004D

Familia de productos	
Lavavajillas de campana	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Categoría de producto	
Soporte para cestos	•
Juego de cambio	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	100
Medidas ext., ancho bruto en mm	150
Medidas ext., fondo bruto en mm	750
Peso neto en kg	0,24
Peso bruto en kg	0,50