


E 167

Cesto cubertero  
Para alojar cubiertos.



- Apto para el cesto de platos U 506
- 7 compartimentos

Código EAN: 4002515250167 / Número de material: 09508730 /  
Número de material antiguo: 67616701D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Perteneencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Categoría de producto	
comp. cubiertos	•

E 167  
Cesto cubertero  
Para alojar cubiertos.



Código EAN: 4002515250167 / Número de material: 09508730 /  
Número de material antiguo: 67616701D

<b>Características del producto</b>	
Material	Material sintético
Color	Blanco
Número de compartimentos	7
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	106
Medidas ext., ancho neto en mm	440
Medidas ext., fondo neto en mm	50
Medidas ext., alto bruto en mm	100
Medidas ext., ancho bruto en mm	150
Medidas ext., fondo bruto en mm	750
Peso neto en kg	2,24
Peso bruto en kg	3,21