

HBB 51  
Bandeja de repostería original Miele  
con acabado PerfectClean.

Código EAN: 4002515261224 / Número de material: 09519690 /  
Número de material antiguo: 22996244D



- Para hornear galletas, pastas, bizcochos finos, etc.
- Para uso con FlexiClip o directamente en listones portabandejas
- Alimentos no se quedan pegados, sin engrasar o usar papel vegetal
- Limpieza muy fácil gracias al perfeccionamiento PerfectClean
- Para aparatos de la Generación H 2000 con un volumen de 56 l
- Medidas: 41,5 cm x 34,95 cm x 2,2 cm