

## HUBB 51

Bandeja universal original Miele  
con acabado PerfectClean.

Código EAN: 4002515261231 / Número de material: 09519720 /  
Número de material antiguo: 22996245D



- Ideal para bizcochos con recubrimiento horneados en bandejas
- Como bandeja recogedora para jugos asado/grasa durante asado
- Utilizar en combinación con la bandeja para asar y asar al grill
- Para uso con FlexiClip o directamente en listones portabandejas
- Para aparatos de la Generación H 2000 con un volumen de 56 l