


## HUBB 71

Bandeja universal original Miele  
con acabado PerfectClean.

Código EAN: 4002515261286 / Número de material: 09519840 /  
Número de material antiguo: 22996250D



- Como bandeja recogedora para jugos asado/grasa durante asado
- Utilizar en combinación con la bandeja para asar y asar al grill
- Para uso con FlexiClip o directamente en listones portabandejas
- Para las generaciones H 2000/6000/7000 y DGC 6000/7000
- Medidas: 44,8 cm x 38,6 cm x 3,475 cm
- Limpieza muy fácil gracias al perfeccionamiento PerfectClean