

HUBB 91

Bandeja universal original Miele
con acabado PerfectClean.

Código EAN: 4002515261354 / Número de material: 09520680 /
Número de material antiguo: 22996257D



- Como bandeja recogedora para jugos asado/grasa durante asado
- Utilizar en combinación con la bandeja para asar y asar al grill
- Para uso con FlexiClip o directamente en listones portabandejas
- Para aparatos de 90 cm de ancho de la generación H 2xxx/H 6xxx/H 7xxx
- Medidas: 72 cm x 36,55 cm x 5,6 cm
- Limpieza muy fácil gracias al perfeccionamiento PerfectClean