


O 892

Cesto superior

Con complemento E812 y dos patillas para los más diversos vasos



- Ajustable en altura en 2 posiciones en 5 cm
- Los anclajes aseguran las copas de pie largo
- Con brazo aspersor integrado, acoplamiento en la parte posterior
- Altura de carga máx.: 200 mm 200 mm
- Se suministra también el complemento para vasos E 812

Código EAN: 4002515276372 / Número de material: 09548990 /
Número de material antiguo: 67189201D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Pertinencia de aparatos	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoría de producto	
Cesto para vasos	•
Cesto superior	•
Características del producto	
Material	Alambre, rilsanizado
Color	Blanco
Altura máxima de carga en mm	200
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0

O 892

Cesto superior

Con complemento E812 y dos patillas para los más diversos vasos

Código EAN: 4002515276372 / Número de material: 09548990 /
Número de material antiguo: 67189201D



Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	190
Medidas ext., ancho neto en mm	518
Medidas ext., fondo neto en mm	486
Medidas ext., alto bruto en mm	530
Medidas ext., ancho bruto en mm	285
Medidas ext., fondo bruto en mm	530
Peso neto en kg	2,97
Peso bruto en kg	3,12