

E 810

Complemento

Para alojar platos de taza o de postre de forma óptima.



- Apto para el cesto superior O 891
- Para 33 platos o 17 platos de postre

Código EAN: 4002515276389 / Número de material: 09549010 /
Número de material antiguo: 67581001D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoría de producto	
comp. platos	•
Características del producto	
Material	Alambre, rilsanizado
Color	Blanco
Capacidad	
Platos [número]	33
Platos de postre [número]	17
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0

E 810

Complemento

Para alojar platos de taza o de postre de forma óptima.



Código EAN: 4002515276389 / Número de material: 09549010 /
Número de material antiguo: 67581001D

Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	143
Medidas ext., ancho neto en mm	230
Medidas ext., fondo neto en mm	467
Medidas ext., alto bruto en mm	190
Medidas ext., ancho bruto en mm	195
Medidas ext., fondo bruto en mm	430
Peso neto en kg	0,29
Peso bruto en kg	0,49