

APH 331

Cable de conexión

para conexión de Melag Vacuklav 24, 31 y Autoclav 25.



- Complementario al cable de conexión tipo 1
- Longitud 3 m
- Para conectar el aparato a Segosoft Miele Edition

Código EAN: 4002515350973 / Número de material: 09573240 /
Número de material antiguo: 68812505D

Familia de productos	
Autoclaves de sobremesa	•
Categoría de producto	
Doc. procesos/datos de func./comunicación	•
Características del producto	
Color	Gris
Ámbito de aplicación	
Tratamiento frascos de farmacia/ infusión	•
Prep. inst. de anestesia	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. dental	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Prep. inst. quirúrgico ortopédico	•
Prep. band.s de malla	•
Prep. recipientes, p. ej. recip. de cal sodada	•
Prep. diversos utensilios	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	300
Medidas ext., fondo bruto en mm	400
Peso neto en kg	0,12
Peso bruto en kg	0,13