

U 520

Cesto

Para alojar cristalería de forma óptima.



- 36 compartimentos para 36 vasos
- Tamaño del compartimiento 73 mm x 73 mm mm
- Ancho 50, fondo 50 cm, ancho con medidas gastro estándar 53 cm

Código EAN: 4002515292846 / Número de material: 09581370 /
Número de material antiguo: 67652001D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Perteneencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Categoría de producto	
Cesto para vasos	•

U 520

Cesto

Para alojar cristalería de forma óptima.



Código EAN: 4002515292846 / Número de material: 09581370 /
Número de material antiguo: 67652001D

Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Azul, Verde
Número de compartimentos	36
Ancho de band.s en mm	73
Longitud de band.s en mm	73
Capacidad	
Vasos de hasta 73 mm de altura [número]	36
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	104
Medidas ext., ancho neto en mm	500
Medidas ext., fondo neto en mm	500
Medidas ext., alto bruto en mm	200
Medidas ext., ancho bruto en mm	590
Medidas ext., fondo bruto en mm	590
Peso neto en kg	1,80
Peso bruto en kg	2,30