

U 313/2

Cesto

Para alojar bandejas forma óptima.



- Para 10 bandejas de 53 x 27,5 cm o bandejas GN 1/1
- Con patines de deslizamiento premontados
- Altura de las varillas 160 mm, distancia entre varillas 24 mm

Código EAN: 4002515363027 / Número de material: 09688930 /
Número de material antiguo: 67631305D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Pertenenencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PTD 704	•
Categoría de producto	
Cesto para tablas	•
Características del producto	
Material	Alambre, rilsanizado, Material sintético
Color	Azul, Blanco
Número de compartimentos	24
Distancia al puntal en mm	24
Alto del puntal en mm	160
Capacidad	
Tablas de hasta 530 x 275 mm [número]	10
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	179
Medidas ext., ancho neto en mm	530

U 313/2

Cesto

Para alojar bandejas forma óptima.



Código EAN: 4002515363027 / Número de material: 09688930 /
Número de material antiguo: 67631305D

Medidas ext., fondo neto en mm	498
Medidas ext., alto bruto en mm	185
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	3,30
Peso bruto en kg	4,50